

Паспорт

Тележка диагностическая

Арт. 06.201



Арт. 06.202



Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу: **www.ferum.ru**.

1. Основные технические данные

Артикул	Габаритные размеры, мм	Кол-во полок, шт.	Масса тележки, кг	Нагрузка на полку/тележку, кг
06.201	600x500x1010h	1	20	80/200
06.202	590x550x1060h	2	20	80/200

2. Инструкция по подготовке к эксплуатации

- 2.1. Аккуратно вскройте упаковку.
- 2.2. Проверьте комплектность поставки (тележка поставляется в собранном виде).
- 2.3. Перед эксплуатацией тележки, с помощью болтов М10х60, шайб А10 и Гаек М6 установите колеса, закрепив их к колесным опорам.
- 2.4. Тележка готова к работе.
- 2.5. На всех открытых диагностических тележках полки регулируются по высоте.
- 2.6. На диагностические тележки Арт. 06.202 возможна дополнительно установка тумб серии CLASSIC и TITAN.

3. Гарантийные обязательства

- 3.1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение шести месяцев с момента ее продажи.
- 3.2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу: **www.ferrum.ru**.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Ваш региональный дилер: _____